

Q8 Service Clean F



Koncentreret bredspektret fungicid hovedsageligt beregnet til desinfektion af cirkulationssystemer på værktøjsmaskiner.

Anvendelse

Q8 Service Clean F anvendes hovedsageligt til behandling af brugt køle-smøremiddel, der angribes af mikrobiologisk svampevækst, og hvor udskiftning af emulsionen ikke umiddelbart er muligt.

Q8 Service Clean F kan anvendes uden at afbryde bearbejdningen og uden at forringe køle-smøremidlets kvalitet.

Q8 Service Clean F anvendes i en dosering på op til 0,02%. Koncentratet tilsættes langsomt til det brugte køle-smøremiddel og efterlades for cirkulation i 1 - 2 timer.

Egenskaber og fordele

Q8 Service Clean F virker desinficerende overfor et bredt spektrum af svampevækst, hvilket medvirker til at reducere kimtallet og dermed forlænge levetiden på det anvendte køle-smøremiddel.

Q8 Service Clean F er letopløselig og hurtigvirkende i køle-smøremidler.

Håndtering

1. Koncentratet tilsættes i forholdet maks. 0,2 liter til 1.000 liter køle-smøremiddel i cirkulationssystemets væskekar.
2. Maskinen køres i to timer under normal arbejdsgang.
3. Kimtallet for det behandlede køle-smøremiddel kontrolleres ved hjælp af dip-slides for bestemmelse af mikroorganismer.
4. Behandlingen kan gentages såfremt kimtallet fortsat er for højt.
5. Hvis kimtallet fortsat er for højt efter anden behandling anbefales at rense systemet med Q8 System Cleaner A og totalt udskifte køle-smøremidlet.

Q8 Service Clean F er i koncentreret form klassificeret som sundhedsskadelig, hvorfor håndtering bør foregå med forsigtighed. Det anbefales at bruge handsker og beskyttelsesbriller ved omgang med produktet.

Tekniske analysedata

Egenskab	Data	Enhed	Metode
Vægtfylde ved 15 °C	1100	kg/m ³	D 4052
Kinematisk viskositet ved 20 °C	20	mm ² /s	D 445
Farve	Klar lys gullig	—	—
Anbefalet koncentration	0,01 – 0,02	%	—